





Мочеточниковый кожух доступа

(Специальное исполнение: гибкий, с
вакуумной аспирацией)



◆ Уплотнительный колпачок

Повышает эффективность эвакуации фрагментов конкрементов



◆ Изгибаемый дистальный конец


Позволяет легко направлять инструмент в нижнюю почечную чашечку

◆ Полупрозрачный материал дистального конца

Улучшенный эндоскопический обзор

◆ Встроенная спираль

Армированный наконечник кожула для повышения опорной способности и устойчивости к сминанию



◆ Атравматичный наконечник дилатора

Снижает риск возможной травматизации тканей

◆ Двойное гидрофильное покрытие

Обеспечивает лёгкое введение кожула и дилатора, особенно на участках стеноза мочеточника



◆ Мерная шкала

Для прецизионно точного размещения кожула

Варианты исполнения	Внутренний диаметр	Длина
С вакуумной аспирацией	9,5F, 10F, 10,5F, 11F, 11,5F, 12F, 12,5F, 13F, 13,5F, 14F	150мм, 200мм, 250мм,
Гибкий, с вакуумной аспирацией*		300мм, 350мм, 400мм,
Предварительно изогнутый, гибкий, с вакуумной аспирацией		450мм, 500мм, 550мм,