

Устройство для захвата и экстракции конкрементов



**Предотвращение ретроградной
миграции конкрементов**
Снижение внутрипочечного
давления

Стандартный тип

Артикул	Ширина раскрытия (мм)	Рабочая длина (мм)	НД трубки (Fr)	Упаковка
MP1-12-8	8	950	2	1 шт./упак.
MP1-12-8L	8	1450	2	1 шт./упак.
MP1-13-10	10	950	2	1 шт./упак.
MP1-13-10L	10	1450	2	1 шт./упак.
MP1-17-12	12	950	2	1 шт./упак.
MP1-17-12L	12	1450	2	1 шт./упак.
MP1-22-14	14	950	2	1 шт./упак.
MP1-22-14L	14	1450	2	1 шт./упак.
MP1-23-16	16	950	2	1 шт./упак.
MP1-23-16L	16	1450	2	1 шт./упак.
MP1-24-18	18	950	2	1 шт./упак.
MP1-24-18L	18	1450	2	1 шт./упак.

Мембранный тип

Артикул	Ширина раскрытия (мм)	Рабочая длина (мм)	НД трубки (Fr)	Упаковка
MP-12-8	8	950	2	1 шт./упак.
MP-12-8L	8	1450	2	1 шт./упак.
MP-13-10	10	950	2	1 шт./упак.
MP-13-10L	10	1450	2	1 шт./упак.
MP-17-12	12	950	2	1 шт./упак.
MP-17-12L	12	1450	2	1 шт./упак.

- Уникальная зонтичная мембранная структура полностью адаптирована к анатомическому строению мочеточника
- Трубка малого диаметра (2 Fr) позволяет вводить устройство параллельно с другими инструментами в ходе процедуры

♦ Стандартный тип

- Сетчатый каркас выполнен по технологии плетения из 48 нитей для обеспечения максимальной эффективности удержания частиц
- Атравматичный наконечник для плавного и безопасного прохождения

♦ Мембранный тип

- Структура с мембранным покрытием обеспечивает герметичность и эффективное снижение внутрипочечного давления
- Съемная рукоятка обеспечивает удобство и эргономичность в работе

